


集音機付き骨伝導会話システム

聞こえない...



聞こえた！！




骨伝導ヘッドセット「VOCE-rable egg」を装着すると...

骨伝導ヘッドセット「VOCE-rable egg」



音量調整可能！
アンプ付きで高性能！
軽量で長時間の装着も安心です！



骨伝導の利点

骨伝導は、老化により発生する伝音難聴の場合でも音を聞き取ることができる可能性があります。

話者との距離が近い場合



集音マイク
MA700



骨伝導ヘッドセット
VOCE-rable egg L
(有線タイプ)


使用用途

- ・銀行受付
- ・調剤薬局
- ・市役所窓口
- ・筆談の代替
- ・補聴器の代替など

話者との距離が遠い場合



集音マイク
MA700



Bluetooth
レシーバ



骨伝導ヘッドセット
VOCE-rable egg BT
(Bluetoothタイプ)

使用用途

- ・テレビを見るとき
- ・音楽を聴くとき
- ・演説を聴くとき
- ・多人数での打合せなど